

Проволочный контейнер, устанавливаемый на шину на устройстве

HUPFER
we make work flow

Технические характеристики



Масса:	0.465 кг
Ширина:	230 мм
Глубина:	150 мм
Высота:	125 мм

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Проволочный контейнер для хранения и подготовки мелких медицинских материалов.

Контейнер изготовлен из высококачественной стальной проволоки, полированной электрохимическим способом, и укреплен проволочными замкнутыми петлями в области основания и стенок. С передней стороны верхняя рама опущена до уровня, соответствующего половине контейнера, образуя проем, предоставляющий доступ к содержимому корзины. Контейнер может вставляться в планку для крепления оборудования 25 × 10 мм при помощи проволочных креплений. Для экономии места пустые корзины можно хранить, вставив друг в друга.

Дата обращения: 05.04.2026,
05:12:54

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer